



CONTROL DE PATÓGENOS


Listeria monocytogenes

Una de las principales causas de las intoxicaciones alimentarias en España es la contaminación por patógenos como *Listeria monocytogenes*.

Esta contaminación puede tener lugar en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria.

Para garantizar la seguridad alimentaria es muy importante realizar un autocontrol.


Por ello es importante disponer de métodos analíticos rápidos, eficaces y precisos.




Análisis y control de *Listeria monocytogenes*

Según EN ISO 11290-1/A1:2017. Método horizontal para la detección y el recuento de *Listeria monocytogenes*.

PARTE 1: Método de detección




*Si se observa poco o ningún crecimiento después de 24h



Según EN ISO 11290-2/A1:2017. Método horizontal para la detección y el recuento de *Listeria monocytogenes*.

PARTE 2: Método de recuento




Código	Descripción	Formato
142126020	A.L. (Agar <i>Listeria</i> según Ottaviani y Agosti)	20 placas x 90 mm
142286120	A.L. (Agar <i>Listeria</i> según Ottaviani y Agosti)	120 placas x 90 mm
142043006	Agua de Peptona Tamponada	6 x 225 mL
142067002	Agua de Peptona Tamponada	2 x 5 L
142562004	Agua de Peptona Tamponada	4 x 3 L
142053025	Fraser Broth	25 x 10 mL
032092010	Fraser Broth	10 x 225 mL
007799003	Half-Fraser Broth	3 x 3 L
007800002	Half-Fraser Broth	2 x 5 L
142068006	Half-Fraser Broth	2 x 5 L
142563004	Half-Fraser Broth	4 x 3 L
032097010	Half-Fraser Broth	10 x 225 mL
032172020	Half-Fraser Broth	20 x 9 mL
142624002	Half-Fraser Broth	2 x 5 L
007713010	Half-Fraser Broth	10 x 225 mL
142125020	RAPID'L.mono	20 placas x 90 mm
142539120	RAPID'L.mono	120 placas x 90 mm
142058001	RAPID'L.mono	190 ml agar + 1 vial Supp.





Según método alternativo validado por AFNOR y AOAC: RAPID'L.mono.

Detección de *Listeria monocytogenes*



Recuento de *Listeria monocytogenes*







Según método alternativo validado por AFNOR, AOAC, Health Canadá y NorVal: iQ-Check *Listeria monocytogenes* II Real-Time PCR kit.

Detección de *Listeria monocytogenes*





Código	Descripción	Formato
142172500	Agua de Peptona Tamponada	500 g
142043006	Agua de Peptona Tamponada	6 x 225 mL
142562004	Agua de Peptona Tamponada	4 x 3 L
142067002	Agua de Peptona Tamponada	2 x 5 L
007110500	Agua de Peptona Tamponada	500 g
00717505M	Agua de Peptona Tamponada	5 kg
142532500	LSB (Listeria Special Broth)	500 g
14263205M	LSB (Listeria Special Broth)	5 kg
142565006	LSB (Listeria Special Broth)	6 x 225 mL
142633002	LSB (Listeria Special Broth)	2 x 5 L
142125020	Rapid' L.mono Agar	20 placas x 90 mm
142539120	Rapid' L.mono Agar	120 placas x 90 mm
142259096	iQ-Check <i>Listeria monocytogenes</i> II	96 test
142033028	Rhamnose Test	28 test



Según método alternativo validado por AFNOR y AOAC: 3M™ MDS 2 *Listeria monocytogenes*.

3M Molecular Detection Assay 2 Protocol Next Gen





Código	Descripción	Formato
001123001	Molecular Detection System	1 unidad
001139096	3M™ Molecular Detection System Ensayo <i>Listeria monocytogenes</i> 2	96 tests